

CAMA HOSPITALARIA DE TRES FUNCIONES



Dimensiones: (Largo 2230* Ancho 915*Altura mínima 380* altura máxima 580) mm.

Especificaciones

- Cama Eléctrica de tres motores con mecanismo eléctrico para ajustes de la misma mediante el control de mando con elevación de cabecera, piecera y altura de la cama.
- Con novedoso sistema de tambores de malla firme para mayor rigidez y durabilidad.
- Dos barandas con seguros.
- Panel de resortes reforzado construido en durable acero soldado.
- Piecera y cabecera en acabado en pintura epóxica con cubierta en imitación madera.
- Cuatro Ruedas, con dos de ellas con frenos de seguridad.
- **Ángulos de funciones: Cabecera** 0-80°±5°, **rodillas** 0-40°±5° y altura 2.23 metros.