

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales

Los materiales y la información de este folleto se distribuyen internacionalmente, pero es posible que no todos los productos y servicios mencionados en este folleto estén disponibles en su país o región. Póngase en contacto con la oficina o los distribuidores locales para confirmar la disponibilidad de los productos o servicios correspondientes.

Brasil

Dirección: Rua Joaquim Floriano, 488, floor Intermediário - cj 02, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, Brasil
Tel.: (55-11) 3078-8026

Canadá

Dirección: 4250 Kingsway, Suite 206, Burnaby, BC, Canadá, V5H 4T7
Tel.: (1-604) 451-1199

Egipto

Dirección: 24th floor, 34 EL-Obour Buildings, Salah Salem Street, Helioplis, Cairo, Egipto
Tel.: (20-2) 2260-9728

Francia

Dirección: Europarc Créteil Cedex 123, Chemin des Bassins 94000 Créteil, Francia
Tel.: (33-1) 4513-9145

Alemania

Dirección: Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim
Tel.: (49-6251) 17524-0

India

Dirección: Unit No. 401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place Wazirpur District Centre, Nueva Delhi, 110 034, la India
Tel.: (91-11) 4923-0000

Indonesia

Dirección: Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel.: (62-21) 576-2650

Italia

Dirección: Via Girardo Patecchio, 4 - 20141, Milán, Italia
Tel.: (39-02) 57402-4444

México

Dirección: Insurgentes Sur # 1787 Piso 2, Col. Guadalupe Inn, México D.F. 01020
Tel.: (52-55) 5661-9450

Países Bajos

Dirección: Saturnusstraat 17, 2132HB Hoofddorp, Países Bajos
Tel.: (31-23) 574-9656

Rusia

Dirección: Kondratyuka Str. 3 129515, Moscú
Tel.: (7-499) 553-6036

España

Dirección: Avenida Manoteras, 38, Bloque B, Bajo B008. Madrid, 28050, España
Tel.: (34-91)392-3754

Turquía

Dirección: General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No: 31 A Blok K.13 D.52 Merter/Estambul, Turquía
Tel.: (90-212) 482-0877

Reino Unido

Dirección: 3 Percy Road, St. John's Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ, Reino Unido
Tel.: (44-1480) 416-840

Estados Unidos

Dirección: 800 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430-0619, Estados Unidos
Tel.: (1-800) 288 2121, (1-201) 995-8000



● Filial

● Centro de investigación y desarrollo



Accesorios para mesas de operaciones



DISTRIBUIDOR:



Mindray es una marca comercial registrada de Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
Hybase es una marca comercial registrada de Nanjing Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
© 2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Nº de referencia: ENG-HyBase Accessories-210285x12-20110221

mindray

Mindray cotiza en la NYSE con el símbolo "MR"

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China

Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray

healthcare within reach



Accesorios para mesas de operaciones

Los accesorios para mesas de operaciones de Mindray se caracterizan por su práctica funcionalidad, versatilidad y alta fiabilidad. Desarrollados en estrecha colaboración con los usuarios finales, estos accesorios satisfacen todas las necesidades que surgen durante los procedimientos de colocación para la intervención quirúrgica y permiten colocar a los pacientes de forma óptima tanto para los cirujanos como para los pacientes.

Usamos acero inoxidable de alta calidad para las mesas de operaciones y los accesorios. Para facilitar el acceso de los cirujanos al brazo en C, las almohadillas y las placas son radiotransparentes para los exámenes radiográficos.

Para evitar lesiones en áreas sensibles de los pacientes, suministramos almohadillas de gel de textura similar al tejido humano para colocar a los pacientes.

Contenido

Página

- Accesorios generales 2-11
- Accesorios para ortopedia 12-13
- Almohadillas de gel 14-17
- Lista de correspondencia de accesorios y mesas de operaciones 18-19

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales



Accesorios versátiles para garantizar la colocación óptima de los pacientes



Accesorios para urología y ginecología



Accesorios para facilitar intervenciones mínimamente invasivas



Accesorios para otorrinolaringología y neurocirugía

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales



Nº de referencia: 0092-30-102646
Descripción del accesorio: placa para brazos con función de rotación en posición horizontal, una pieza, abrazadera integrada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas).
Aplicación: permite apoyar y sujetar el brazo del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 550 x 140 x 140 mm
Peso (kg): 2,1 kg



Nº de referencia: 0092-30-102634
Descripción del accesorio: placa para brazos con función de elevación, descenso y rotación, una pieza con abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas).
Aplicación: permite apoyar y sujetar el brazo del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 600 x 210 x 170 mm
Peso (kg): 2,1 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)
2. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)



Nº de referencia: 0092-30-102648
Descripción del accesorio: soporte de brazos para posición lateral, una pieza, abrazadera radial universal y almohadilla.
Aplicación: permite apoyar y sujetar el húmero del paciente en posición lateral.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 540 x 450 x 130 mm
Peso (kg): 2,4 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)
2. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)



Nº de referencia: 0092-30-102658
Descripción del accesorio: abrazadera universal (liviana, una pieza, radial).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 160 x 120 x 60 mm
Peso (kg): 1 kg



Nº de referencia: 0092-30-102656
Descripción del accesorio: abrazadera universal (pesada, una pieza, radial).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 160 x 120 x 70 mm
Peso (kg): 0,9 kg



Nº de referencia: 50092-30-10265
Descripción del accesorio: abrazadera universal (pesada, una pieza, cuadrada).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 120 x 100 x 90 mm
Peso (kg): 0,6 kg



Nº de referencia: 0092-30-102657
Descripción del accesorio: abrazadera universal (liviana, una pieza, cuadrada).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 90 x 50 x 50 mm
Peso (kg): 0,4 kg



Nº de referencia: 115-005689-00
Descripción del accesorio: marco de anestesia en forma de "U" con abrazaderas.
Aplicación: permite colgar una cortina durante la intervención quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 580 x 12 x 685 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102657, abrazadera universal (liviana, una pieza, cuadrada)

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales



Nº de referencia: 0092-30-102645
Descripción del accesorio: marco de anestesia, una pieza con abrazadera cuadrada ligera
Aplicación: permite colgar una cortina durante la intervención quirúrgica
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 680 x 590 x 90 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102657, abrazadera universal (liviana, una pieza, cuadrada)



Nº de referencia: 0092-30-102654
Descripción del accesorio: marco de anestesia, diseño en forma de "L" con dos tubos ajustables, una pieza con abrazadera radial universal pesada.
Aplicación: permite colgar una cortina durante la intervención quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 890 x 650 x 560 mm
Peso (kg): 2,7 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)
2. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)



Nº de referencia: 0092-30-102643
Descripción del accesorio: poste de infusión, una pieza con abrazadera radial universal pesada.
Aplicación: permite colgar la bolsa de infusión durante el procedimiento.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 870 x 280 x 90 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)
2. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)



Nº de referencia: 0092-30-102640
Descripción del accesorio: correa para el tronco, una pieza.
Aplicación: permite sujetar el tronco del paciente a la mesa durante la intervención quirúrgica.



Nº de referencia: 0092-30-102635
Descripción del accesorio: soporte pesado para piernas, de una pieza de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción (una pieza).
Aplicación: permite apoyar y sujetar la pierna del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 670 x 220 x 340 mm
Peso (kg): 3,6 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)
2. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)



Nº de referencia: 115-005685-00(115-005683-00 PU)
Descripción del accesorio: placa para piernas de una sección para colchón adaptable especial.
Aplicación: permite apoyar la pierna en la placa de una sección durante la intervención quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 620 x 590 x 130 mm
Peso (kg): 12,5 kg



Nº de referencia: 0092-30-102649
Descripción del accesorio: soporte para hombros sencillo (izquierdo y derecho, un par con abrazaderas universales cuadradas y almohadillas).
Aplicación: permite apoyar el hombro del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 340 x 190 x 150 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102657, abrazadera universal (liviana, una pieza, cuadrada)



Nº de referencia: 0092-30-102637
Descripción del accesorio: soporte para hombro izquierdo con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Descripción del accesorio: soporte para hombro derecho con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).

Aplicación: permite apoyar el hombro del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 370 x 240 x 120 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal (pesada, una pieza, cuadrada)

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales



Nº de referencia: 0092-30-102638
Descripción del accesorio: soporte grande para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 400 x 360 x 90 mm
Peso (kg): 2,3 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal

Nº de referencia: 0092-30-102669
Descripción del accesorio: soporte pequeño para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 370 x 340 x 90 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal (pesada, una pieza, cuadrada)



Nº de referencia: 0092-30-102650
Descripción del accesorio: soporte para tronco de dos piezas con un par de abrazaderas cuadradas universales y almohadillas.
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 460 x 280 x 80 mm
Peso (kg): 2 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102657, abrazadera universal (liviana, una pieza, cuadrada)



Nº de referencia: 0092-30-102636
Descripción del accesorio: soporte para pie izquierdo (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Nº de referencia: 0092-30-102667
Descripción del accesorio: placa para el pie derecho (pesada, una pieza con abrazadera cuadrada universal).

Aplicación: permite apoyar el pie del paciente para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 430 x 30 x 80 mm
Peso (kg): 3,1 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)



Nº de referencia: 115-005697-00
Descripción del accesorio: cubeta de desagüe para ginecología y urología.
Aplicación: permite eliminar los desechos en la posición de litotomía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 430 x 355 x 280 mm
Peso (kg): 2,8 kg



Nº de referencia: 0092-30-102642
Descripción del accesorio: adaptador de reposacabeza para neurocirugía.
Aplicación: permite acoplar el reposacabeza en forma de herradura ajustable (115-005695-00) a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 630 x 120 x 55 mm
Peso (kg): 3,5 kg



Nº de referencia: 115-005695-00
Descripción del accesorio: reposacabeza en forma de herradura ajustable.
Aplicación: permite apoyar la cabeza del paciente en una posición estable para el procedimiento de neurocirugía. Este accesorio se debe usar con el adaptador de reposacabeza para neurocirugía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 220 x 500 x 400 mm
Peso (kg): 2,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102642, adaptador de reposacabeza para neurocirugía.



Nº de referencia: 0092-30-102641
Descripción del accesorio: mecanismo de acoplamiento de chasis radiográfico (compatible con varios tamaños).
Aplicación: permite acoplar el chasis radiográfico debajo de la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 420 x 270 x 100 mm
Peso (kg): 2,5 kg



Nº de referencia: 0092-30-102644
Descripción del accesorio: pedal.
Aplicación: permite controlar la elevación y el descenso de la mesa, las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inversa, y los movimientos a la izquierda y a la derecha.

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios generales



Nº de referencia: 115-007043-00
Descripción del accesorio: soporte para piernas con cintas.
Aplicación: permite apoyar las piernas del paciente en la posición de litotomía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 235 x 45 x 830 mm
Peso (kg): 2,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)
2. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)



Nº de referencia: 115-007053-00
Descripción del accesorio: muñequera.
Aplicación: se acopla al riel lateral para sujetar la mano del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 220 x 110 x 20 mm
Peso (kg): 0,7 kg



Nº de referencia: 115-007045-00
Descripción del accesorio: placa para intervenciones oftálmicas.
Aplicación: permite apoyar la cabeza del paciente y permite al cirujano apoyar el brazo durante la intervención.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 525 x 315 x 370 mm
Peso (kg): 3,3 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102642, adaptador de reposacabeza para neurocirugía.



Nº de referencia: 115-007047-00
Descripción del accesorio: mesa de operaciones para brazos.
Aplicación: permite apoyar el brazo del paciente y permite al cirujano apoyar la mano.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 350 x 800 x 715 mm
Peso (kg): 8 kg



Nº de referencia: 115-007049-00
Descripción del accesorio: dispositivo de colocación para intervenciones rectales.
Aplicación: permite apoyar las caderas y las rodillas del paciente durante la intervención rectal.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 615 x 620 x 615 mm
Peso (kg): 5,5 kg



Nº de referencia: 0092-30-102639
Descripción del accesorio: almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza).
Aplicación: permite apoyar el tronco en la posición correcta durante la intervención intervertebral.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 520 x 350 x 110 mm



Nº de referencia: 115-007051-00
Descripción del accesorio: correa de suspensión de brazo.
Aplicación: se coloca en el marco de anestesia para suspender el brazo del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 270 x 120 x 5 mm
Peso (kg): 0,1 kg



Nº de referencia: 115-008220-00
Descripción del accesorio: carro para accesorios.
Aplicación: permite colocar los accesorios generales para la mesa de operaciones.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 600 x 700 x 1.200 mm
Peso (kg): 22 kg

Accesorios para mesas de operaciones

Accesorios para ortopedia



Nº de referencia: 115-007057-00

Descripción del accesorio: extensión de fémur lateral.

Aplicación: permite apoyar la pierna y facilita el acceso para los exámenes radiográficos.

Dimensiones (L x An x Al) (mm): 500 x 500 x 400 mm

Peso (kg): 12 kg



Placa de soporte de extensión



Poste de contracción para fémur



Abrazadera de brida de tracción



Soporte universal de colocación de pierna para extensión transcondílea



Soporte para pies



Fibra de carbono



Extensión de fémur en posición lateral, acceso a brazo en C



Extensión de tibia en posición de decúbito supino, acceso a brazo en C



Extensión de fémur en posición de decúbito supino, acceso a brazo en C



Abrazadera de brida de tracción



Poste de contracción para tibia y peroné



Adaptador de dispositivo de extensión con tornillos



Soporte para piernas

Nº de referencia: 115-007055-00

Descripción del accesorio: extensión de tibia.

Aplicación: permite la tracción de la tibia y el peroné.

Dimensiones (L x An x Al) (mm): 750 x 350 x 150 mm

Peso (kg): 5 kg

Piezas acoplables: 115-005691-00 (extensión para ortopedia) y 115-005780-00 (carro de transporte)



Nº de referencia: 115-009425-00

Descripción del accesorio: dispositivo de extensión para ortopedia con carro de transporte.

Aplicación: permite la tracción de la pierna durante el procedimiento ortopédico y facilita el acceso para los exámenes radiográficos.

Dimensiones (L x An x Al) (mm): 1.910 x 510 x 810 mm

Peso (kg): carro de transporte de 10 kg y dispositivo de extensión para ortopedia de 46 kg

Accesorios para mesas de operaciones


Almohadillas de gel



Uso de almohadillas de gel con otros accesorios para garantizar la colocación óptima y la protección máxima para los pacientes



Uso de almohadillas de gel con otros accesorios para intervenciones intervertebrales




115-005864-00
Almohadillas de sujeción para la cabeza
(28 x 24 x 14 cm)
115-005830-00
Almohadillas de sujeción para la cabeza
(25 x 20 x 10 cm)




115-005885-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 7 cm)
115-005886-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 5 cm)
115-005887-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (14 x 5 x 3 cm)
115-005888-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (10 x 4 x 2,5 cm)
115-005889-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (8 x 3 x 2 cm)
115-005890-00 Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 3 cm)



115-005896-00 Uso oftálmico (23 x 23 x 4 cm)
115-005897-00 Uso oftálmico (22 x 19 x 6 cm)
115-005898-00 Uso oftálmico (24 x 22 x 7 cm)



115-005904-00
Almohadillas para placa de brazos universal (60 x 16 x 1 cm)
115-005903-00
Almohadillas para placa de brazos universal (40 x 16 x 1 cm)



115-005872-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 7 cm)
115-005873-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 5 cm)
115-005874-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 5 x 3 cm)
115-005875-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (10 x 4 x 2,5 cm)
115-005876-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (8 x 3 x 2 cm)
115-005877-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 3 cm)
115-005878-00 Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 7 x 2,5 cm)



115-005892-00
Almohadillas universales para decúbito supino



115-005900-00 Almohadillas para cabeza universales (25 x 23 x 6 cm)
115-005832-00 Almohadillas para cabeza universales (25 x 18 x 3 cm)




115-005906-00
Protectores para codos

Accesorios para mesas de operaciones

Almohadillas de gel



115-005908-00
Protectores para muñecas



115-005910-00
Almohadillas laterales



115-005811-00 Almohadillas para brazos y piernas laterales (50 x 15 x 4 cm)
115-005812-00 Almohadillas para brazos y piernas laterales (40 x 15 x 4 cm)



115-005814-00
Almohadillas para talones (una pieza)



115-005788-00
Almohadillas de sujeción




115-005790-00
Almohadillas para tórax y caderas



115-005818-00 Almohadillas cuadradas universales (30x20x1,5 cm)
115-005819-00 Almohadillas cuadradas universales (40x24x1,5 cm)
115-005820-00 Almohadillas cuadradas universales (50x30x1,5 cm)



115-005822-00
Protectores de tobillos



115-005792-00
Almohadilla para caderas con burbujas especial




115-005794-00
Almohadillas de mesa para fracturas



115-005796-00
Protectores para tronco



115-005805-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 15 x 7 cm)
115-005808-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 7 cm)
115-005806-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 4 cm)
115-005804-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 4 cm)
115-005807-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 7 cm)
115-005803-00 Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 15 x 7 cm)



115-005826-00
Almohadillas para la mesa

Accesorios para mesas de operaciones

Lista de correspondencia de accesorios y mesas de operaciones

● El accesorio se puede usar en el modelo de mesa de operaciones correspondiente.
○ El accesorio no se puede usar en el modelo de mesa de operaciones correspondiente.

Nº de referencia	Descripción del accesorio	HyBase 6100	HyBase 1000	Página
0092-30-102646	Placa para brazos con función de rotación en posición horizontal, una pieza, abrazadera integrada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas)	●	●	4
0092-30-102634	Placa para brazos con función de elevación, descenso y rotación, una pieza con abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas)	●	●	4
0092-30-102648	Soporte de brazos para posición lateral, una pieza, abrazadera radial universal y almohadilla	●	●	4
0092-30-102658	Abrazadera universal (ligera, una pieza, radial)	●	●	4
0092-30-102656	Abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)	●	●	5
0092-30-102655	Abrazadera universal (pesada, una pieza, cuadrada)	●	●	5
0092-30-102657	Abrazadera universal (ligera, una pieza, cuadrada)	●	●	5
115-005689-00	Marco de anestesia en forma de "U" con abrazaderas	●	●	5
0092-30-102645	Marco de anestesia (una pieza con abrazadera cuadrada ligera)	●	●	6
0092-30-102654	Marco de anestesia, diseño en forma de "L" con dos tubos ajustables, una pieza con abrazadera radial universal pesada	●	●	6
0092-30-102643	Poste de infusión, una pieza con abrazadera radial universal pesada	●	●	6
0092-30-102640	Correa de sujeción, una pieza	●	●	6
0092-30-102635	Soporte para piernas pesado de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción (una pieza)	●	●	7
0092-30-102647	Soporte liviano para piernas (un par) con abrazadera radial universal	●	●	7
115-005683-00	Placa para piernas de una sección para colchón de poliuretano	●	○	7
115-005685-00	Placa para piernas de una sección para colchón adaptable especial	●	○	7
0092-30-102649	Soporte para hombros sencillo (izquierdo y derecho, un par con abrazaderas universales cuadradas y almohadillas)	●	●	7
0092-30-102637	Soporte para hombro izquierdo con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	7
0092-30-102671	Soporte para hombro derecho con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	7
0092-30-102638	Soporte grande para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	8
0092-30-102669	Soporte pequeño para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	8
0092-30-102650	Soporte para tronco de dos piezas con un par de abrazaderas cuadradas universales y almohadillas	●	●	8
0092-30-102636	Soporte para pie izquierdo (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	8
0092-30-102667	Soporte para pie derecho (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)	●	●	8
115-005697-00	Cubeta de desagüe para ginecología y urología	●	●	8
0092-30-102642	Adaptador de reposacabeza para neurocirugía	●	○	9
115-005695-00	Reposacabeza en forma de herradura ajustable	●	○	9
0092-30-102641	Mecanismo de acoplamiento de chasis radiográfico (compatible con varios tamaños)	●	○	9
0092-30-102644	Pedal	●	○	9
115-007043-00	Par de soportes para piernas con cintas (una pieza, abrazadera radial universal liviana)	●	●	10
115-007045-00	Placa para intervenciones oftálmicas	●	●	10
115-007049-00	Dispositivo de colocación para intervenciones rectales	●	●	10
115-007051-00	Correa de suspensión de brazo (montaje en el marco de anestesia)	●	●	10
115-007053-00	Muñequera (una pieza, abrazadera cuadrada universal)	●	●	11
115-007047-00	Mesa de operaciones para brazos	●	●	11
0092-30-102639	Almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza)	●	●	11
115-008220-00	Carro para accesorios	●	●	11
115-007055-00	Extensión de tibia	●	○	13
115-007057-00	Extensión de fémur lateral	●	○	12
115-009425-00	Dispositivo de extensión para ortopedia (con carro de transporte)	●	○	13
115-005864-00	Almohadillas de sujeción para la cabeza (28 x 24 x 14 cm)	●	●	15
115-005830-00	Almohadillas de sujeción para la cabeza (25 x 20 x 10 cm)	●	●	15

Nº de serie	Descripción del accesorio	HyBase 6100	HyBase 1000	Página
115-005872-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 7 cm)	●	●	15
115-005873-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 5 cm)	●	●	15
115-005874-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 5 x 3 cm)	●	●	15
115-005875-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (10 x 4 x 2,5 cm)	●	●	15
115-005876-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (8 x 3 x 2 cm)	●	●	15
115-005877-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 3 cm)	●	●	15
115-005878-00	Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 7 x 2,5 cm)	●	●	15
115-005885-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 7 cm)	●	●	15
115-005886-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 5 cm)	●	●	15
115-005887-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (14 x 5 x 3 cm)	●	●	15
115-005888-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (10 x 4 x 2,5 cm)	●	●	15
115-005889-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (8 x 3 x 2 cm)	●	●	15
115-005890-00	Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 3 cm)	●	●	15
115-005892-00	Almohadillas universales para decúbito supino	●	●	15
115-005896-00	Uso oftálmico (23 x 23 x 4 cm)	●	●	15
115-005897-00	Uso oftálmico (22 x 19 x 6 cm)	●	●	15
115-005898-00	Uso oftálmico (24 x 22 x 7 cm)	●	●	15
115-005900-00	Almohadillas para cabeza universales (25 x 23 x 6 cm)	●	●	15
115-005832-00	Almohadillas para cabeza universales (25 x 18 x 3 cm)	●	●	15
115-005903-00	Almohadillas para placa de brazos universal (40 x 16 x 1 cm)	●	●	15
115-005904-00	Almohadillas para placa de brazos universal (60 x 16 x 1 cm)	●	●	15
115-005906-00	Protectores para codos	●	●	15
115-005908-00	Protectores para muñecas	●	●	15
115-005910-00	Almohadillas laterales	●	●	16
115-005788-00	Almohadillas de sujeción	●	●	16
115-005790-00	Almohadillas para tórax y caderas	●	●	16
115-005792-00	Almohadilla para caderas con burbujas especial	●	●	16
115-005794-00	Almohadillas de mesa para fracturas	●	●	16
115-005796-00	Protectores para tronco	●	●	16
115-005803-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 15 x 7 cm)	●	●	16
115-005804-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 4 cm)	●	●	16
115-005805-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 15 x 7 cm)	●	●	16
115-005806-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 4 cm)	●	●	16
115-005807-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 7 cm)	●	●	16
115-005808-00	Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 7 cm)	●	●	16
115-005811-00	Almohadillas para brazos y piernas laterales (50 x 15 x 4 cm)	●	●	17
115-005812-00	Almohadillas para brazos y piernas laterales (40 x 15 x 4 cm)	●	●	17
115-005814-00	Almohadillas para talones (una pieza)	●	●	17
115-005818-00	Almohadillas cuadradas universales (30 x 20 x 1,5 cm)	●	●	17
115-005819-00	Almohadillas cuadradas universales (40 x 24 x 1,5 cm)	●	●	17
115-005820-00	Almohadillas cuadradas universales (50 x 30 x 1,5 cm)	●	●	17
115-005822-00	Protectores de tobillos	●	●	17
115-005826-00	Almohadillas para la mesa	●	●	17

Gama completa de productos Mindray para quirófanos

Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfección entre sí para ofrecerle el mejor servicio posible.

