



Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn



Tome las constantes vitales en la mitad de tiempo.
Lleve el cuidado de pacientes a un nuevo nivel global.

Ahora puede capturar las constantes vitales con mayor rapidez, facilidad y confianza.

El nuevo Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn le ofrece ahora más parámetros y opciones que cualquier otro equipo de comprobación in-situ del mercado, de modo que tenga la flexibilidad de adaptarlo para satisfacer sus necesidades específicas.



SureBP™

Aumente la eficiencia al tomar lecturas exactas de la presión arterial en aproximadamente 15 segundos con la tecnología SureBP™ de Welch Allyn.



Termometría SureTemp® Plus o Braun ThermoScan® PRO 4000

Elija el termómetro rápido y predictivo SureTemp o el Braun ThermoScan PRO4000 y tome temperaturas oral, axilar y rectal de forma rápida y precisa.



Documentación Electrónica

Reduce las oportunidades de errores en la transcripción con la captura electrónica del ID del Clínico, ID del paciente y sus informaciones en el lugar del tratamiento con el lector de código de barras opcional y los accesorios de conectividad.



Peso digital

Conecte para elegir las básculas digitales Health o Meter® o Tanita®, o simplemente elija introducir el peso manualmente.




Masimo® o Nellcor®

Elija las tecnologías opcionales para pulsioximetría de Masimo® o de Nellcor®.

Con tantas opciones, el Spot Vital Signs LXi es versátil, flexible y fácil de usar.

- > SureBP determina la presión arterial en unos 15 segundos al inflar el manguito, lo que supondrá un ahorro de tiempo para usted y mayor comodidad para sus pacientes. Incluye Pulso y MAP (presión arterial media)
- > Opción de termómetro SureTemp® Plus o Braun ThermoScan® PRO 4000
- > Pulsioximetría opcional Masimo® o Nellcor®
- > Posibilidad de introducir manualmente el peso, la estatura, la respiración y el grado de dolor; calcula el Índice de Masa Corporal
- > Conecta para elegir las básculas digitales Health o Meter® o Tanita®
- > Memoria de 50 lecturas que le permite recuperar los datos anteriores para revisarlos o descargarlos más tarde
- > Viene preparado para conectividad, permitiéndole interactuar con su sistema de Registros Médico Electrónico actual o futuro
- > Mensajes de error que le facilitan descripciones y soluciones reales, y no sólo códigos de error
- > Pantalla de LCD más grande y más clara que le proporciona mayor visibilidad a distancias más lejanas

Integración con Registros Médico Electrónicos (EMRs)



Para tener más información de cómo el Spot LXi puede optimizar la conectividad de las constantes vitales en sus instalaciones, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado de Productos Welch Allyn

Códigos de pedido

| | |
|-----------|--|
| 450T0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP y SureTemp Plus |
| 450E0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP y PRO 4000 |
| 45MT0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP, Masimo SpO ₂ y SureTemp Plus |
| 45ME0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP, Masimo SpO ₂ y PRO 4000 |
| 45NT0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP, Nellcor SpO ₂ y SureTemp Plus |
| 45NE0-S2 | Spot LXi con Termómetro SureBP, Nellcor SpO ₂ y PRO 4000 |
| 4500-60 | Soporte móvil y cesta |
| 4500-62 | Soporte de pared y cesta |
| 4500-500 | Impresora externa |
| 4500-910 | Lector de código de barras lineal |
| 4500-915 | Lector de código de barras 2D |
| 4500-925 | Kit de accesorios para conectividad—cable de USB |
| 4500-150E | CD de mantenimiento |

El Spot Vital Signs LXi puede utilizarse sobre un soporte móvil, de pared o sobre una mesa.

