




Conectese con sus datos y sus pacientes con sólo tocar un botón



Presentamos el electrocardiógrafo CP 50™ de Welch Allyn, rápido, flexible y perfectamente conectable.

Realice lecturas de ECG con sólo pulsar un botón y haga pruebas, documente y diagnostique a sus pacientes rápidamente con el CP 50 ECG de Welch Allyn. Con funciones instantáneas, manejo mediante un solo botón e instrucciones en pantalla que le guiarán por cada prueba, el CP 50 ayuda a los profesionales de la asistencia médica con cualquier nivel de experiencia y formación a tomar lecturas rápidas y fiables. Con un peso de sólo unos 2 kg (4,4 libras), el CP 50 se transporta fácilmente de una sala a otra, de una planta a otra, o de un centro a otro. Viene incluso equipado con opciones flexibles de conectividad que le ayudan a interactuar con otros sistemas y reducir el tiempo de documentación. Gracias a todo esto, el CP 50 le aporta todas las opciones de conectividad hospitalario en un solo dispositivo rápido y flexible.



RÁPIDO

Pantalla táctil en color

Facilita el manejo, guiándole a través de la realización de una prueba en cuestión de segundos.



FIABLE

Instrucciones en pantalla

Le ahorrará un valioso tiempo y garantizará la captura precisa de los datos obteniendo conexiones y señales de optima calidad.



FLEXIBLE

Formatos de informe programables

Imprime informes en el formato que mejor se adapte a su centro con una impresora

Envíe sus datos de ECG y de sus pacientes donde desee con el ECG CP 50 de Welch Allyn



Traslade el CP 50 fácilmente de una sala a otra, de una planta a otra, o de un centro a otro.

- Sólo pesa unos 2 kg (4,4 libras) como opción de transporte.
- Batería recargable de litio de larga duración con una base de recarga rápida.



Estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn

Almacene todos sus datos cardiopulmonares con la estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn

- Gestione la información de los pacientes mediante pruebas realizadas con los dispositivos cardiopulmonares de Welch Allyn y eficiencia sin papeleo a su sistema de información hospitalario (HIS).
- Mediante la interfaz HL7, almacene, acceda, revise, compare y edite datos de pruebas diagnósticas desde cualquier A.
- Ordenador de su red. Recupere registros con sólo pulsar una tecla y revíselos y edítelos directamente en la pantalla.



Opciones flexibles de conectividad



Conecte, gestione y comparta la información de los pacientes

Con una conexión USB o Ethernet, puede transferir los datos de los paciente del CP 50 a la estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn, que le ofrece la capacidad de conectar, guardar y gestionar los datos de los pacientes en su HIS.

Mejore su capacidad de diagnóstico con la telemedicina

Con el CP 50, su hospital puede proporcionar asistencia a los sitios de registro remotos que requieren la opinión de un experto. Sólo tiene que utilizar la estación de trabajo CardioPerfect para recibir datos de pruebas diagnósticas de varias ubicaciones y podrá proporcionar las opiniones de los expertos y gestionar centralmente la información de los pacientes.

Telemedicina



Opciones flexibles de configuración para satisfacer las necesidades de su centro

Elija el CP 50 que mejor se adapte a sus necesidades



- | | |
|--|---|
| <p>CP 50™</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil fiable • Interpretación de MEANS opcional • Impresora térmica de alta resolución | <p>CP 50™ Plus con conectividad</p> <p>Incluye todas las funciones del CP 50, más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opciones de conectividad para su HIS • Capacidad de impresión externa • Campos de entrada de pacientes programables • Controles administrativos |
|--|---|

Accesorios opcionales: Electrodo AHA, IEC, reutilizables/desechables

Idioma: Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, danés, neerlandés, chino, ruso, noruego, sueco

Fuente de alimentación: Disponible con tipos de enchufe compatibles con cualquier fuente de alimentación.

Póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Welch Allyn para obtener una lista completa de configuraciones, o visite www.welchallyn.com/CP50 hoy mismo para obtener más información.